

# KERN 353-450-200

F2 + M1 + M2 Estuche de madera para juegos de pesas individuales 1 mg - 500 g



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

## Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	F2 + M1 + M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 500 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	168×98×78 mm
Material	haya

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	168×98×78 mm
Peso neto	0,36 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,36 kg

## Pictogramas

STANDARD

