

KERN 353-490-200

KERN

F2 + M1 + M2 Estuche de madera para juegos de pesas individuales 1 mg - 10 kg



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	F2 + M1 + M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 10 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	540×190×245 mm
Material	haya

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	540×190×245 mm
Peso neto	8,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	11 kg
Peso de envío	10,5 kg

Pictogramas

STANDARD

