

KERN 354-440-200

F2 + M1 + M2 + M3 Estuche de madera para Pesas de miligramos 1 g - 200 g



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 200 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	140×80×70 mm
Material	haya

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	125×80×70 mm
Peso neto	0,43 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,43 kg

Pictogramas

STANDARD

