

KERN 362-980-300

M3 Estuche de madera para Pesas de miligramos 1 g - 5 kg



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 5 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	390×150×70 mm
Material	haya

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	390×150×70 mm
Peso neto	2,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,2 kg
Peso bruto aprox.	2,2 kg
Peso de envío	2,2 kg

Pictogramas

STANDARD

