

# KERN 362-990-300

M3 Estuche de madera para Pesas de miligramos 1 g - 10 kg



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

## Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 10 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	510×150×70 mm
Material	haya

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	510×150×70 mm
Peso neto	2,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envío	2,5 kg

## Pictogramas

STANDARD

