

# KERN OZB-A48 15

Elemento de pedestal de cristal traslúcido /Ø 59,5 mm

**KERN**



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Inserto para Caballette

## Diseño

Material	vidrio opalino
----------	----------------

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×10 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,3 kg

## Pictogramas

STANDARD

