

KERN 303-046

KERN

Juego de pesas, E1, 1 mg - 200 g, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML E1 |
| Familia de productos | 303 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 200 g |
| Peso de control OIML clase | E1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 190×130×80 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | Acero inoxidable pulido |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 190×130×80 mm |
| Peso neto | 0,9 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,90 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,2 kg |
| Peso de envío | 1,1 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 963-203 |
|---|---------|