

KERN 304-04

KERN

Juego de pesas, E1, 1 g - 200 g, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	304

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	152×152×66 mm
Número de pesos	11
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	152×152×66 mm
Peso neto	1,27 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,27 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-217
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-217