

KERN 348-226

KERN

Juego de pesas de miligramos, M1, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio

Número de artículo para
calibración DAkkS

962-650

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	348

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm
Peso neto	0,32 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,39 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-650
---	---------