

# KERN 344-066

**KERN**

Juego de pesas, M1, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-619

Número de artículo para calibración DAkkS 962-619

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	344

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm
Peso neto	3,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg