

# KERN 354-066

**KERN**

Juego de pesas, M2, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	354

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	M2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm
Peso neto	2,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-619
---	---------

## Pictogramas