

# KERN 344-046

# KERN

Juego de pesas, M1, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-617

Número de artículo para calibración DAkkS 962-617

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	344

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	190×130×80 mm
Número de pesos	11
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×130×80 mm
Peso neto	0,9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg