

KERN 343-036

KERN

Juego de pesas, M1, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para
calibración DAkkS

962-602

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 343 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 100 g |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 165×125×75 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | acero inoxidable finamente torneado (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 165×125×75 mm |
| Peso neto | 0,66 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,70 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,90 kg |
| Peso de envío | 0,9 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-602 |
|---|---------|