

KERN 344-02

KERN

Juego de pesas, M1, 1 g - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para
calibración DAkkS

962-615

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	344

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	129×86×40 mm
Número de pesos	8
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	129×86×40 mm
Peso neto	0,26 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,26 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-615
---------------------------------------------------------------------------	---------