

KERN 354-02

KERN

Juego de pesas, M2, 1 g - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML M2 |
| Familia de productos | 354 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 50 g |
| Peso de control OIML clase | M2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 129×86×40 mm |
| Número de pesos | 8 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera |
| Material | acero inoxidable finamente torneado |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 129×86×40 mm |
| Peso neto | 0,26 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,30 kg |
| Peso de envío | 0,26 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-615 |
|---|---------|

Pictogramas