

KERN 343-08

KERN

Juego de pesas, M1, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para
calibración DAkkS

962-607

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 343 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 5 kg |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 430×190×200 mm |
| Número de pesos | 28 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera |
| Material | acero inoxidable finamente torneado (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 430×190×200 mm |
| Peso neto | 17,81 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 18 kg |
| Peso bruto aprox. | 18 kg |
| Peso de envío | 17,81 kg |

Servicios

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-607 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|