

# KERN 343-02

# KERN

Juego de pesas, M1, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para  
calibración DAkkS

962-601

## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	343

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de control OIML clase	M1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	129×86×40 mm
Número de pesos	18
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	129×86×40 mm
Peso neto	0,38 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,38 kg

### Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-601
---	---------