

KERN 328-22

KERN

Juego de pesas de miligramos, F1, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para calibración DAkkS 962-450

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-450

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	328

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones (A×P×A)	136×53×22 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	130×60×22 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-450
---	---------