

# KERN 326-076

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	1,26 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,55 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-420
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-420