

# KERN 334-026

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-415

## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de control OIML clase	F2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	165×120×75 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×120×75 mm
Peso neto	0,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-415
-------------------------------------------	---------