

# KERN 326-056

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 500 g
Peso de control OIML clase	F1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	210×140×98 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×140×98 mm
Peso neto	0,71 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-418
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-418