

# KERN 333-036

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-402

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 100 g
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	165×125×75 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×125×75 mm
Peso neto	0,65 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-402
---	---------