

KERN 325-066

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	325

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm
Peso neto	0,89 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-405
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-405