

KERN 323-076

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-406 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-406 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-406 |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 323 |

Sistema de medición

| | |
|---|-------------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 2 kg |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 278×180×138 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 278×180×138 mm |
| Peso neto | 5,23 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 6 kg |
| Peso bruto aprox. | 6 kg |
| Peso de envío | 5,55 kg |