

# KERN 324-046

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



## Servicios

|   |         |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-417 |
| Número de artículo para calibración DAkkS                           | 962-417 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada            | 921-417 |

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | OIML F1        |
| Familia de productos  | 324            |

## Sistema de medición

|   |             |
|---|-------------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓           |
| Peso de control - valor nominal             | 1 g - 200 g |
| Peso de control OIML clase                  | F1          |

## Diseño

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa   | Botón                          |
| Dimensiones (A×P×A)       | 190×130×80 mm                  |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio      |
| Material                  | acero inoxidable pulido (OIML) |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 190×130×80 mm        |
| Peso neto                        | 0,9 kg               |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,90 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 1,2 kg               |
| Peso de envío                    | 1,1 kg               |