

KERN 323-026

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-401
Número de artículo para calibración DAkkS	962-401
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-401

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	165×120×75 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×120×75 mm
Peso neto	0,63 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg