

KERN 334-06

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-419

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×180×112 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×112 mm
Peso neto	4,21 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,21 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-419
--	---------