

KERN 326-092

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 10 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 10 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	540×200×240 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	540×200×240 mm
Peso neto	30,61 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envío	32,5 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-422
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-422