

# KERN 326-072

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de control OIML clase	F1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	305×190×140 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	305×190×140 mm
Peso neto	6,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	9,01 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-420
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-420