

# KERN 326-042

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | OIML F1        |
| Familia de productos  | 326            |

## Sistema de medición

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 200 g |
| Peso de control OIML clase      | F1          |

## Diseño

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa   | Eco-forma                      |
| Dimensiones (A×P×A)       | 152×152×66 mm                  |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera        |
| Material                  | acero inoxidable pulido (OIML) |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 152×152×66 mm        |
| Peso neto                        | 0,78 kg              |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,80 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,80 kg              |
| Peso de envío                    | 0,78 kg              |

## Servicios

|  |         |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS                | 962-417 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-417 |