

KERN 324-06

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkkS 962-419

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-419

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	324

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	230×180×110 mm
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×110 mm
Peso neto	4,21 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,21 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-419
---------------------------------------------------------------------	---------