

KERN 324-07

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para
calibración DAkkS 962-420

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-420

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 324 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 2 kg |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 305×190×140 mm |
| Número de pesos | 15 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 305×190×140 mm |
| Peso neto | 9,01 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 10 kg |
| Peso bruto aprox. | 10 kg |
| Peso de envío | 9,01 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-420 |
|---|---------|