

# KERN 325-062

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	325

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	F1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	230×180×110 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×110 mm
Peso neto	2,28 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,4 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envío	2,28 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-405
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-405