

KERN 325-092

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 10 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 325 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 10 kg |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Eco-forma |
| Dimensiones (A×P×A) | 540×200×240 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 2 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 540×200×240 mm |
| Peso neto | 32 kg |
| Método de envío | Transporte |
| Peso neto aprox. | 32 kg |
| Peso bruto aprox. | 34 kg |
| Peso de envío | 33 kg |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-408 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-408 |