

KERN 323-08

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkkS 962-407

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-407

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 5 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	420×200×200 mm
Número de pesos	28
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	420×200×200 mm
Peso neto	17,81 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envío	17,81 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-407
---	---------