

# KERN 334-034

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-416

## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	9
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,7 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-416
---	---------