

KERN 334-074

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-420

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F2 |
| Familia de productos | 334 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 2 kg |
| Peso de control OIML clase | F2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (A×P×A) | 350×320×180 mm |
| Número de pesos | 15 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de plástico |
| Material | acero inoxidable finamente torneado (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 350×320×180 mm |
| Peso neto | 7,69 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 8 kg |
| Peso bruto aprox. | 8 kg |
| Peso de envío | 7,69 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-420 |
|---|---------|