

KERN 333-064

KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-405

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	25
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	3,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	3,8 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-405
-------------------------------------------	---------