

KERN 338-22

KERN

Juego de pesas de miligramos, F2, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-450

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F2 |
| Familia de productos | 338 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 500 mg |
| Peso de control OIML clase | F2 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Plaqueta |
| Dimensiones (A×P×A) | 136×53×22 mm |
| Número de pesos | 13 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de plástico |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 130×60×22 mm |
| Peso neto | 0,1 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,10 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-450 |
|---|---------|