

KERN 324-074

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-420
Número de artículo para calibración DAkkS	962-420
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-420

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	324

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	15
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	7,69 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envío	7,69 kg