

# KERN 325-024

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	325

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,53 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,7 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-401
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-401