

KERN 325-034

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 100 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 325 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 100 g |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Eco-forma |
| Dimensiones (A×P×A) | 250×210×75 mm |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de plástico |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 250×210×75 mm |
| Peso neto | 0,53 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,55 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,60 kg |
| Peso de envío | 0,7 kg |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-402 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-402 |