

# KERN 323-044

**KERN**

Juego de pesas, F1, 1 mg - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-403
Número de artículo para calibración DAkkS	962-403
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-403

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 200 g
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	23
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,94 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,95 kg
Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envío	0,94 kg