

KERN 323-064

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-405
Número de artículo para calibración DAkkS	962-405
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-405

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	25
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	3,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	3,7 kg