

KERN OZG 493

KERN

Especial para joyeros y el sector de la joyería



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Microscopio estereoscópico
Familia de productos	OZG-4

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	310×170×350 mm
Sistema óptico	Greenough
Tubo tipo	Binocular
Ángulo de inclinación del tubo	45°
Rotación del tubo 360°	✓
Oculares fijos	✓
Compensación de dioptrías	ambos lados
Compensación de dioptría [Min]	-5
Compensación de dioptría [Max]	5
Método de contraste	Campo luminoso Campo oscuro
Distancia interpupilar [Max]	75 mm
Distancia interpupilar [Min]	55 mm

Ocular

Ocular ancho de campo	WF
Ocular aumento	10 x
Ocular campo de visión	20 mm
Ocular diámetro	30,5 mm

Enfoque

Regulación del torque	✓
Distancia de trabajo	86 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	3,6 x
Relación de aumento	5,1:1
Campo visual [Min]	5,6 mm
Campo visual [Max]	28 mm
Mecanismo de enfoque	tornillo macrométrico
Aumento total estándar [Mín]	7 x
Aumento total estándar [Max]	36 x

Iluminación

Tipo de iluminación luz incidente	Halogen
Intensidad de iluminación luz incidente	10 W
Intensidad de iluminación luz transmitida	10 W
Tipo de iluminación luz transmitida	Halógeno
Intensidad de iluminación	Luz incidente Luz transmitida

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	470×365×245 mm
Peso neto	5,348 kg

KERN OZG 493

KERN

Especial para joyeros y el sector de la joyería

Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	8,4 kg

Pictogramas

STANDARD

