

KERN OBB-A 1641



Objetivo Infinity Plan Semi Apochromatic 50 x



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo semiapocromáticos de plano al infinito

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Infinity Plan Semi Apochromatic
Objetivo aumento	50 x
Apertura numérica	0,75
Objetivo distancia de trabajo	4,25 mm

Pictogramas

STANDARD

