

KERN OBB-A 1605

Objetivo Plan PH infinito 10 x

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	PH-Objetivo

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	10 x
Apertura numérica	0,25
Objetivo distancia de trabajo	10,3 mm

Pictogramas