

KERN OBB-A 1240

KERN

Objetivo plan acromático infinito 100 x / 1,25 W.D., (0,19 mm) (aceite) (con suspensión)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo Infinita planacromático

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	100 x
Apertura numérica	1,25
Objetivo distancia de trabajo	0,19 mm