

KERN OBB-A 1442

KERN

Objetivo acromático, 100 x, E-Plan /0,8 (seco) (con suspensión) W.D. (0,15 mm)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo acromático de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan E acromático
Objetivo aumento	100 x
Apertura numérica	0,8
Objetivo distancia de trabajo	0,15 mm