

KERN OBB-A 1478

KERN

Objetivo acromático, 40 x /0,65 (con suspensión) W.D. (0,53 mm)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Objetivo acromático de microscopio |

Diseño

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 65×40×40 mm |
| Peso neto | 0,3 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,60 kg |
| Peso de envío | 0,6 kg |

Objetivo

| | |
|-------------------------------|------------|
| Calidad del objetivo | Acromático |
| Objetivo aumento | 40 x |
| Apertura numérica | 0,65 |
| Objetivo distancia de trabajo | 0,53 mm |